




BD Ultra-Fine™ PRO 4 mm Pen-Nadel

Für eine angenehmere Insulininjektion^{a1} und weniger blaue Flecken^{b2}



Bei Erwachsenen, unabhängig vom BMI, liegt der Bereich der mittleren **Hautdicke^c** für häufige Injektionsstellen **zwischen 1,87 und 2,41 mm.**¹³

- Die **flache Nadelbasis** der BD Ultra-Fine™ PRO ermöglicht ein **stabileres Halten des Pens** während der Injektion im Vergleich zu anderen untersuchten Pen-Nadeln.^{a1}
- Die BD Ultra-Fine™ PRO **verringert das Risiko einer Injektion in den Muskel** im Vergleich zu anderen 4 mm Pen-Nadeln.^{d4}

Die 4 mm Pen-Nadel ist die empfohlene Nadellänge für **ALLE** Menschen mit Diabetes und für **ALLE** Injektionsstellen^{A,*}

- Bei der Injektion mit einer 4 mm Pen-Nadel ist keine Hautfaltenbildung erforderlich^{B,*}

A) Sofern nicht anders von Ihrem medizinischen Fachpersonal empfohlen - B) Bei Patienten im Alter von 2-6 Jahren oder extrem schlanken Erwachsenen kann eine Hautfaltenbildung erforderlich sein.

* FRID A. Mayo Clinic Proceedings. Sept. 2016. 91(9): 1231-1235

a Ergebnisse einer klinischen Studie zur Bewertung von Patientenpräferenzen und Feedback - b Die BD Ultra-Fine™ PRO 4 mm Pen-Nadel hat eine extra dünne Kanülenwand (EasyFlow™-Technologie). Ergebnisse einer klinischen Studie zur Bewertung von Patientenfeedback. c Ergebnisse einer klinischen Studie zur Beurteilung der Hautdicke bei Erwachsenen † Oberschenkel: 1,87 mm, Arm: 2,23 mm, Bauch: 2,15 mm, Gesäß: 2,41 mm d Basierend auf mathematischen Berechnungen und nicht auf klinischen Studiendaten im Vergleich zu anderen 4 mm Pen-Nadeln.

Entdecken Sie die beste Pen-Nadel in unserem Sortiment: BD Ultra-Fine™ PRO

Flache Nadelbasis

- Für eine angenehmere und weniger schmerzhaftere Injektion*¹



Innere Schutzkappe

- Leichter abzuschrauben*¹



Äußere Schutzkappe mit größeren Rillen*¹

- Für leichteres Aufschräuben auf den Pen*¹



39% weniger
Kunststoff⁵

Kurze 4 mm Nadel mit extra dünner Kanülenwand und 5-fach Schliiff der Nadelspitze

*Ergebnisse einer klinischen Studie zur Bewertung von Patientenpräferenzen und Feedback

Tipp: Fragen Sie Ihren Arzt nach einem Quartalsrezept

So hoch ist Ihr Bedarf an Pen-Nadeln für 3 Monate

Wie oft spritzen Sie Insulin pro Tag?	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
Injektionen pro Quartal	90	180	270	360	450	540
Benötigte Pen-Nadel-Packungen pro Quartal	1	2	3	4	5	6

1 WHOOLEY S et al. Diabetes Ther. 10 (2), 2019 · 2 ARONSON R et al. Clinical Therapeutics /Volume 35, Number 7, 2013 · 3 GIBNEY et al. Current Medical Research & Opinion Volume 26, Number 6 June 2010 · 4 RINI CR et al. J Diabetes Sci Technol. 2019 · 5 Im Vergleich zu BD Micro Fine Ultra™ 4 mm. BD, interne Studie, 2019

Postanschrift: embecta GmbH · Am Paradeplatz 20 · D-69126 Heidelberg · Tel. 0800 2323737

Postanschrift: embecta Switzerland Sàrl · c/o BD · Terre Bonne Park · A4 · Route de Crassier 17 · 1262 Eysins · Tél. 061 485 2222

Alle Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die in Deutschland und der Schweiz erhältlichen Medizingeräte und Medikamente.

embecta.com



embecta früher Teil von BD. BD ist Hersteller der beworbenen Produkte. embecta und das embecta Logo sind Marken der Embecta Corp. BD und das BD Logo sind Marken von Becton, Dickinson and Company. © 2022 Embecta Corp. Alle Rechte vorbehalten. PM 36 7 11/22



Bitte abtrennen und beim nächsten Besuch Ihrem Arzt oder Apotheker vorzeigen



4 mm x 32 G (0,23 mm)
105 Stück
PZN: 14046738
PhC: 7321405

Passt auf ALLE gängigen Pens für die Diabetestherapie (Stand 2022)

